





UltraSnap er en brugervenlig ATP overflade test designet til brug med Hygiena's ATP instrumenter. Testens alt-i-et design indeholder en præ-vædet vatpind til optimal prøveopsamling.

Det unikke reagens sikrer en overlegen reproducérbarhed og giver dig en robust test der anvender Hygiena's patenterede Snap-Valve™ teknologi til nem aktivering.

Fordele:

- Præ-vædet vatpind der giver maximal prøveopsamling og som kan penetrere en biofilm
- Det unikke "stabile" reagens giver overlegen sensitivitet og troværdige resultater
- 100% genanvendbart plastik
- 15 måneders holdbarhed ved opbevaring på køl (2°C - 8°C) og 4 ugers holdbarhed ved opbevaring ved rumtemperatur. (21°C - 25°C)
- Koster op til 50% mindre end andre ATP løsninger

Sensitivitet:




Specifikationer:

UltraSnap's specifikationer er valideret i et "tredjeparts" studie, udført af et stort internationalt referencelaboratorie. Udover den bedste genfinding (diagram), demonstrerede Hygiena's ATP system

fremragende egenskaber indenfor linearitet, sensitivitet og nøjagtighed. Lær mere på www.fooddiagnostics.dk eller kontakt Food Diagnostics for at få yderligere information.

Vare nr.	Beskrivelse	Antal
US2020	UltraSnap Surface ATP Test	100

UltraSnap Procedure:



Relaterede Produkter:



SystemSURE Plus

SystemSURE Plus bruges til ATP hygiejne overvågning. Dette håndholdte instrument er nemt at anvende, ekstremt sensitiv og billigt. SystemSURE Plus tillader brugerne hurtigt at bestemme rengøringens effektivitet og den generelle hygiejnestatus på overflader og i vand, hvilket fører til højere produktkvalitet og reduktion af omkostninger. SystemSure Plus platformen inkluderer SureTrend software.



EnSURE Touch

EnSURE™ Touch er det sidste nye apparatur indenfor luminometre, som anvendes til at indsamle, analysere og rapportere data fra en række forskellige kvalitets tests såsom; ATP, mikroorganismer og enzymer. EnSURE™ Touch har en 5" touch-skærm, trådløs synkroniseringsteknologi, cloud-baseret software og evnen til at differentiere imellem et stort udvalg af tests. EnSURE™ Touch er designet til at passe ind i dit arbejdsmiljø og give dig de rette data til hygiejnekontrol.



AquaSnap

AquaSnap måler ATP i flydende prøver, ved at bruge en "honing-ske" til præcist at opsamle 100 µl af den flydende prøve. Testen benytter det stabile reagens i stedet for et frysetørret enzym til at give en bedre reproducerbarhed og sensitivitet. AquaSnap er tilgængelig som hhv. Total og Free format.



SuperSnap

SuperSnap er den mest sensitive ATP overflade test i Hygiena's ATP portfolio. SuperSnap er designet til at virke med alle Hygiena's ATP instrumenter. SuperSnap er en alt-i-en test der detekterer ekstremt lave niveauer af ATP. SuperSnap bruges primært i fødevarer- og drikkevarer industrien som et overvågningsværktøj til allergen krydskontaminering.

Vare nr.	Beskrivelse	Antal
SS Plus	SystemSure Plus ATP System med SureTrend Software	1
ETOUCH	EnSure TOUCH	1
SUS3000	SuperSnap	100
AQ100F	AquaSnap Free ATP i Vand	100
AQ100	AquaSnap Total ATP i Vand	100